



Овальные, POLYsmooth™



Овальные, MESMO®



Овальные, POLYtxt®



Круглые, POLYsmooth™

## Ягодичные имплантаты

Ягодичные имплантаты, наполненные силиконовым гелем, производятся в двух формах, с тремя видами поверхности, с вогнутой и плоской задней поверхностью

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



# Ягодичные имплантаты, CE 0483

## Описание продукции

Наполненные силиконовым гелем ягодичные имплантаты производятся с тремя различными типами поверхностей:

- POLYsmooth™ (гладкой)
- POLYtxt® (текстурированной)
- Месмо® (микро-текстурированной)

Хирург может выбрать из овальных и круглых имплантатов с гладкой или вогнутой задней поверхностью, что позволяет достигнуть оптимальных результатов, как при увеличении, так и при реконструкции ягодичной области, у женщин и у мужчин.

## Информация о материалах

Оболочка всех ягодичных имплантатов состоит из прочного, упругого и высокоэластичного силиконового эластомера с барьерным слоем. Оболочка наполнена высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем. Учитывая возможность больших нагрузок на имплантаты, было отдано предпочтение гелю с плотной консистенцией. Поверхность имплантатов может быть гладкой POLYsmooth™, текстурированной POLYtxt® и, так называемой, Месмо® поверхностью. Свойства поверхности с меньшими порами сравнимы со стандартной текстурой.

Производство и качество имплантатов соответствуют требованиям международных стандартов по контролю качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые материалы разрешены к применению в медицинской практике.

## Показания

- Увеличение
- Коррекция контура
- Реконструкция после травмы
- Замена имплантата

## Важная информация

Ягодичные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

**Внимание:** Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com



Кат. номер	Объем (мл)	Размеры (мм)			Задняя поверхность
		A	B	C	

### Ягодичные имплантаты – вогнутая задняя поверхность

наполненные силиконовым гелем, упакованные поштучно, стерильные

#### Овальные, POLYsmooth™

10300-115	115	80	27	120	вогнутая
10300-215	215	105	30	142	вогнутая
10300-360	360	125	34	163	вогнутая
10300-290	290	114	33	152	вогнутая
10300-450	450	132	38	174	вогнутая



#### Овальные, MESMO®

15300-115	115	80	27	120	вогнутая
15300-215	215	105	30	142	вогнутая
15300-290	290	114	33	152	вогнутая
15300-360	360	125	34	163	вогнутая
15300-450	450	132	38	174	вогнутая



#### Овальные, POLYtxt®

20300-115	115	80	27	120	вогнутая
20300-215	215	105	30	142	вогнутая
20300-290	290	114	33	152	вогнутая
20300-360	360	125	34	163	вогнутая
20300-450	450	132	38	174	вогнутая



#### Круглые, POLYsmooth™

10301-200	200	107	35		вогнутая
10301-250	250	112	41		вогнутая
10301-300	300	118	44		вогнутая
10301-360	360	127	43		вогнутая
10301-500	500	141	49		вогнутая




### Ягодичные имплантаты – плоская задняя поверхность

наполненные силиконовым гелем, упакованные поштучно, стерильные


#### Овальные, POLYsmooth™

10300-240	240	90	40	130	плоская
10300-305	305	95	45	139	плоская
10300-365	365	100	48	148	плоская
10300-420	420	109	50	152	плоская




#### Овальные, MESMO®

15300-240	240	90	40	130	плоская
15300-305	305	95	45	139	плоская
15300-365	365	100	48	148	плоская
15300-420	420	109	50	152	плоская



#### Oval, POLYtxt

20300-240	240	90	40	130	плоская
20300-305	305	95	45	139	плоская
20300-365	365	100	48	148	плоская
20300-420	420	109	50	152	плоская




### Ягодичные имплантаты – плоская задняя поверхность

наполненные силиконовым гелем, упакованные поштучно, стерильные

#### Круглые, POLYsmooth™

10301-225	225	107	35		плоская
10301-275	275	112	41		плоская
10301-340	340	118	44		плоская
10301-390	390	128	44		плоская
10301-560	560	141	49		плоская



размеры приблизительные

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:

ООО «Политех Хелс Украина»

01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509

тел/факс (044) 4559919

e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua