



## Тестикулярные имплантаты

Заполненные силиконовым гелем или мягким силиконовым эластомером, с усиленной крышкой или с проводником для иглы, доступны в пяти размерах



С усиленной крышкой



С проводником для иглы

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



**POLYTECH**  
health & aesthetics 

# Тестикулярные имплантаты, CE 0483

## Описание продукции

Тестикулярные имплантаты с гладкой поверхностью выпускаются двух видов, оба из которых можно фиксировать к тканям.

Заполненные силиконовым гелем имплантаты имеют короткий тефлоновый проводник для иглы, который предотвращает прокол имплантата. После фиксации проводник необходимо удалить.

Тестикулярные имплантаты из высокополимеризованного силикона имеют уплотненную крышечку, прошивая которую можно фиксировать имплантат.

Оба типа имплантатов доступны в пяти различных размерах.

## Информация о материалах

Оболочка, которая содержит барьерный слой, заполнена высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем, или содержит высокополимеризованный силикон. Оба вида имплантатов имеют гладкую поверхность.

Производство и качество имплантатов соответствуют требованиям международных стандартов по контролю качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые материалы разрешены к применению в медицинской практике.

## Показания

- Реконструкция после орхидэктомии
- Реконструкция после травмы
- Коррекция асимметрии
- Коррекция врожденных дефектов
- Замена имплантата

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com




Каталожный номер	Вес (г)	Размеры (мм)	
		A	B

### Тестикулярные имплантаты с проводником для иглы

наполненные силиконовым гелем, POLYsmooth™ (гладкие)


10100-005	5	2.0	2.2
10100-012	12	2.6	3.3
10100-021	21	3.2	4.2
10100-027	27	3.3	4.8
10100-036	36	3.9	5.0



### Тестикулярные имплантаты с усиленной крышечкой

высоко полимеризованный силикон, POLYsmooth™ (гладкие)

10101-005	5	2.0	2.2
10101-012	12	2.6	3.3
10101-021	21	3.2	4.2
10101-027	27	3.3	4.8
10101-036	36	3.9	5.0



Размеры приблизительные

## Важная информация

Тестикулярные имплантаты поставляются поштучно упакованными и стерильными.

**Тефлоновый проводник для иглы у заполненных силиконовым гелем имплантатов необходимо удалить перед ушиванием раны!**

**Внимание:** Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:

ООО «Политех Хелс Украина»

01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509

тел/факс (044) 4559919

e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua